

Насадки PANA SPRAY Plus

135°C
SSS



МОДЕЛЬ Phatelus Spray Nozzle КОД ЗАКАЗА P183090

- Для высокоскоростных наконечников и пневматических моторов с разъемами Phatelus и Mach



МОДЕЛЬ KV Nozzle КОД ЗАКАЗА Z090051

- Для KaVo® MULTiflex® LUX



МОДЕЛЬ SR Nozzle КОД ЗАКАЗА Z090052

- Для Sirona® Quick




МОДЕЛЬ WH Nozzle КОД ЗАКАЗА Z090054

- Для W&H® Roto Quick



МОДЕЛЬ BA Nozzle КОД ЗАКАЗА Z090053

- Для Bien-Air® Unifix®



МОДЕЛЬ Phatelus Contra Spray Nozzle КОД ЗАКАЗА M070090

- Для головок к пневматическому мотору Phatelus
- * Используется при креплении к верхней части насадки для спрея Phatelus



МОДЕЛЬ E-Type Spray Nozzle КОД ЗАКАЗА Z019090

- Для наконечников с разъемом E-типа*



МОДЕЛЬ F-Type Spray Nozzle КОД ЗАКАЗА Z256090

- Для головок к ENDO-MATE TC2/DT, TASKAL Wizard и iSD900

Мульти-манометр

Измеряет давление в шлангах: давление воздуха и воды.

Если требуется, он также измеряет поток отработанного воздуха и поток охлаждающего воздуха.

Для заказа доступны манометры с 4 каналами под Midwest и с 2 и 3 каналами под Borden.



МОДЕЛЬ MG-4H КОД ЗАКАЗА Z109400

- Для 4-канального разъема Midwest и Midwest с оптикой

МОДЕЛЬ MG-2/3H КОД ЗАКАЗА Z109200

- Для 2/3-канального разъема Borden