

АРТИКУЛЯТОР LABO-MATE 100

С магнитной системой крепления моделей



Спецификация:

Расстояние между верхней и нижней челюстью:	75 мм
Межмышцелковое расстояние:	88 мм
Сагитальный кондиллярный угол:	20°
Вес:	430 гр

Артикул: 02080

Комплект включает: артикулятор, 6 установочных пластин, 2 установочных кольца

Запасные детали:

Артикул: 02087-1	Кольцо резиновое установочное, 2 шт
Артикул: 02088	Магнит для установочной пластины
Артикул: 02089	Пружина
Артикул: 02090	Винт установочный резцового шпилья
Артикул: 02091	Резцовый шпиль
Артикул: 02092	Болт установочный
Артикул: 02093	Винт установочный
Артикул: 02094	Шпиль направляющий малый
Артикул: 02085	Пластины металлические установочные, 6 шт



Особенности

Резцовый шпиль можно хранить в специальном отверстии в установочном болте, во избежание утраты.



Особенности

Окклюзионные пластины легко устанавливаются в артикуляторе с помощью магнитов.



Особенности

Специальная подставка обеспечивает удобство в работе.

АКСЕССУАРЫ



Артикул: 02082
Столик установочный металлический, без магнита

Артикул: 02083
Столик установочный пластиковый, с магнитом



0° 5° 10° 20° 30°

Столик направляющий

Артикул: 02084 набор
02084-0°
02084-5°
02084-10°
02084-20°
02084-30°



Окклюзионная пластина
Сферическая, плоская, подставка
Артикул: 02081 набор
Артикул: 02099 сферическая пластина
Артикул: 02098 плоская пластина
Артикул: 02097 подставка