

Хирургические инструменты Aescular
Препаровочные ножницы *Noir*[®]



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

<https://stomshop.pro>

ПРЕПАРОВОЧНЫЕ НОЖНИЦЫ

Noir®



Noir

Нежные, но острые

Мощные с минимальным использованием силы

Безупречное исполнение

Особое свойство ножниц Noir —

мягкий разрез без всяких усилий.

Препарирование более аккуратное, чем когда-либо прежде

**Think Quality.
Think Aesculap.**




AESLAP *Noir*[®]

<https://stomshop.pro>

ПРЕПАРОВОЧНЫЕ НОЖНИЦЫ *Noir*®

Чрезвычайно острый край ножниц со специальной «микротомной» заточкой режет ткани без всяких усилий



Насечка на режущем крае предотвращает выскальзывание тканей

**Think Quality.
Think Aesculap.**

Noir

Комбинация твердосплавных вставок на браншах ножниц и покрытия NOIR придает исключительную твердость поверхности, а также износоустойчивость при ежедневном использовании



Очень твердое покрытие (2000HV) с низким отражающим эффектом обладает высокой износоустойчивостью и сопротивляемостью к коррозии

ПРЕПАРОВОЧНЫЕ НОЖНИЦЫ *Noir*®



При использовании специальной программы, такой, как, например, *instacount*® PLUS Aesculap, с помощью матричного кода с данными можно отслеживать использование и обработку каждого инструмента




Think Quality.
Think Aesculap.





Noir



Изящная форма
дает возможность
препарировать
очень деликатные
чувствительные ткани
и структуры





Насечка на режущем
крае предотвращает
выскальзывание тканей

»grazi«

«Изящная» форма

»grazi«



1/1

BC210B

прямые

»grazi«



1/1

BC211B

изогнутые

BC211WB

изогнутые



»grazi«



1/1

BC257B

изогнутые

BC257WB

изогнутые



»grazi«



1/1

BC259B

изогнутые

BC259WB

изогнутые



Глазные ножницы NOIR,
110 мм



Препаровочные ножницы NOIR,
115 мм



BABY-METZENBAUM
Препаровочные ножницы NOIR,
145 мм




METZENBAUM
Препаровочные ножницы NOIR,
145 мм



1/1

BC261B
изогнутые

BC261WB
изогнутые





METZENBAUM
Препаровочные ножницы NOIR,
180 мм



1/1


BC263B
изогнутые

BC263WB
изогнутые




1/1

BC271B
изогнутые

BC271WB
изогнутые





TOENNIS-ADSON
Препаровочные ножницы NOIR,
175 мм



1/1

BC273B
изогнутые

BC273WB
изогнутые


»grazi!«

»grazi!«

ПРЕПАРОВОЧНЫЕ НОЖНИЦЫ *Noir*®

»grazi«
«Изящная» форма

	»grazi«			»grazi«			»grazi«	
								
	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
	BC284B	BC283B	BC252B	BC253B	BC265B	BC275B		
	изогнутые	изогнутые	прямые	изогнутые	изогнутые	изогнутые		
	BC284WB	BC283WB		BC253WB	BC265WB	BC275WB		
	изогнутые	изогнутые		изогнутые	изогнутые	изогнутые		
								
								
MAYO-LEXER Препаровочные ножницы NOIR, 165 мм			MAYO Препаровочные ножницы NOIR, 170 мм		METZENBAUM Препаровочные ножницы NOIR, 200 мм			



Насечка на режущем
крае предотвращает
выскальзывание тканей

	»grazil«		»grazil«		»grazil«	
	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	BC267B	BC277B	BC279B	BC279WB	BC281B	BC281WB
	изогнутые	изогнутые	изогнутые	изогнутые	изогнутые	изогнутые
	BC267WB	BC277WB	BC279WB	BC279WB	BC281WB	BC281WB
	изогнутые	изогнутые	изогнутые	изогнутые	изогнутые	изогнутые
METZENBAUM Препаровочные ножницы NOIR, 230 мм			NELSON-METZENBAUM Препаровочные ножницы NOIR, 260 мм			NELSON-METZENBAUM Препаровочные ножницы NOIR, 280 мм



AESCULAP®

Совершенство в хирургии

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

ООО «Б. Браун Медикал»

196128, Санкт-Петербург, а/я 34, e-mail: office.spb.ru@bbraun.com, сайт: www.bbraun.ru

Тел.: (812) 320 4004, факс: (812) 320 5071

117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 17, тел.: (495) 747 5191, факс: (495) 788 98 26

Архангельск (911) 564 0777
Вологда (921) 238 0062
Воронеж (4732) 53 0852
Екатеринбург (343) 214 2129

Иркутск (914) 926 2118
Казань (843) 267 6095
Краснодар (861) 259 7594
Н. Новгород (831) 433 6777

Новосибирск (913) 913 8065
Пермь (922) 309 0219
Ростов-на-Дону (928) 212 7202
Самара (927) 736 8351

Тюмень (922) 045 7484
Уфа (937) 310 0028
Ярославль (920) 122 2262