

АССОРТИМЕНТ 2021



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЛУЧШЕЕ
ИЗ ШВЕЙЦАРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

SWISS  MADE

ТУРБИНЫ / ПЕРЕХОДНИКИ



TORNADO LK / TORNADO LED

НОВИНКА!

1x TORNADO LED
APT. 1600908-001
1x TORNADO LK
APT. 1600907-001

- 30 Ватт для Tornado LK / 27 Ватт для Tornado LED
- Система зажима бора Accu-Chuck PreciPlus™
- Обратный клапан
- 4-х точечный раздельный распылитель
- Кнопочный зажим Cool Touch™ с защитой от перегрева
- Светодиодная подсветка
- 2 года гарантии



PRESTIGE L / PRESTIGE LK

777€

1 x PRESTIGE L LED + UNIFIX 4HL
APT. 1700306-001
Или 1 x PRESTIGE LK + ПЕРЕХОДНИК LK
APT. 1700515-001

- 12 Ватт
- Система зажима бора Accu-Chuck™
- Обратный клапан
- 3-х точечный раздельный распылитель
- Светодиодная подсветка
- 2 года гарантии



BORA L / BORA LK

715€

1 x BORA L LED + UNIFIX 4HL
APT. 1700305-001
Или 1 x BORA LK + ПЕРЕХОДНИК LK
APT. 1700513-001

- 17 Ватт
- Система зажима бора Accu-Chuck™
- Обратный клапан
- 3-х точечный раздельный распылитель
- Светодиодная подсветка
- 2 года гарантии



BORA L

613€

1 x BORA L + UNIFIX 4HL
APT. 1700189-001

- 17 Ватт
- Система зажима бора Accu-Chuck™
- Обратный клапан
- 3-х точечный раздельный распылитель
- Галогеновая подсветка
- 2 года гарантии



BORA

575€

1 x BORA + UNIFIX 4H
APT. 1700188-001

- 17 Ватт
- Система зажима бора Accu-Chuck™
- Обратный клапан
- 3-х точечный раздельный распылитель
- Без подсветки
- 2 года гарантии



BLACK PEARL ECO

167€

1 x BLACK PEARL ECO
APT. 1600040-001

- 12 Ватт
- Система зажима бора Accu-Chuck™
- 1 распылитель
- Без подсветки
- 1 года гарантии

УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ



EVO.15 1:5 L

НОВИНКА!

1 x EVO.15 1:5 L СТАНДАРТ
APT. 1600941-001
ИЛИ EVO.15 1:5 L MICRO-SERIES
APT. 1600940-001

- Многожильный жесткий световод
- Ударопрочная головка
- 4-х точечный смешанный распылитель
- Уникальная система Cool Touch™ с защитой от нагрева головки свыше 37 °C
- Обратный клапан
- 2 года гарантии



EVO.15 1:1 L

НОВИНКА!

1 x EVO.15 1:1 L СТАНДАРТ
APT. 1600939-001
ИЛИ EVO.15 1:1 L MICRO-SERIES
APT. 1600938-001

- Многожильный жесткий световод
- Ударопрочная головка
- 4-х точечный смешанный распылитель
- Обратный клапан
- 2 года гарантии



CA 1:5 L

593€

1 x CA 1:5 L СТАНДАРТ
APT. 1600386-001
Или 1 x CA 1:5 L MICRO-SERIES
APT. 1600690-001

- Многожильный жесткий световод
- Система зажима бора Accu-Chuck™
- Кнопочный зажим Cool Touch™ с защитой от перегрева
- Обратный клапан
- 3-х точечный раздельный распылитель
- 2 года гарантии



CA 1:5

521€

1 x CA 1:5
APT. 1600325-001

- Система зажима бора Accu-Chuck™
- Кнопочный зажим Cool Touch™ с защитой от перегрева
- Обратный клапан
- 3-х точечный раздельный распылитель
- 2 года гарантии



CA 1:1 L

473€

1 x CA 1:1 L СТАНДАРТ
APT. 1600384-001
Или 1 x CA 1:1 L MICRO-SERIES
APT. 1600691-001

- Многожильный жесткий световод
- Система зажима бора Accu-Chuck™
- Обратный клапан
- 3-х точечный раздельный распылитель
- 2 года гарантии



CA 1:1

407€

1 x CA 1:1
APT. 1600424-001

- Система зажима бора Accu-Chuck™
- Обратный клапан
- 3-х точечный раздельный распылитель
- 2 года гарантии

iCHIROPRO + CA 20:1 L

4'012€

1 x iCHIROPRO + CA 20:1 L APT. 1700440-001

- Программирование установки до 8 имплантатов за одну процедуру
- Предустановленные настройки операции
- Отчет об операции и история болезни пациента
- Взаимодействие с CoDiagnostix (ПО для планирования процесса имплантации)
- Многопользовательский интерфейс
- Устройство для считывания штрих-кода имплантата
- Крутящий момент 70 Нсм



Состав комплекта:

- 1 консоль iChiropro
- 1 CA 20:1 L Micro-Series
- 1 микромотор MX-i LED с 3-х летней гарантией
- 1 кабель микромотора MX-i LED
- 1 3-х кнопочная педаль
- 10 одноразовых стерильных ирригационных линий
- 2 защитные стерильные пленки для iPad

APT. 1700440-001

PM 1:2 С ВНЕШНИМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ

793€

1 x PM 1:2 APT. 1600436-001

Удаление зубов мудрости с легкостью



Высокая частота вращения сокращает время работы режущего инструмента на 70% (чтобы полностью расщепить зуб достаточно 12 секунд) и значительно уменьшает требуемое усилие

12 с 80 000 об/мин

40 с 40 000 об/мин

- Съемная муфта с трубкой распылителя и зажим бора поворотным кольцом
- Совместим с микромоторами серии Micro-Series
- Без подсветки

CHIROPRO L + CA 20:1 L

3'178€

1 x CHIROPRO L + CA 20:1 L APT. 1700307-001

Chiropro L

- Предназначен для использования в имплантологии и хирургической стоматологии
- CA 20:1 L Micro-Series: 2 года гарантии
- Микромотор MX-i LED с керамическими подшипниками: 3 года гарантии

Состав комплекта:

- 1 консоль Chiropro L
- 1 CA 20:1 L Micro-Series
- 1 микромотор MX-i LED с 3-х летней гарантией
- 1 кабель микромотора MX-i LED
- 1 3-х кнопочная педаль
- 10 одноразовых стерильных ирригационных линий

APT. 1700307-001

micro
SERIES

CA 20:1 L

1019€

1 x CA 20:1 L СТАНДАРТ
APT. 1600598-001
Или 1 x CA 20:1 L MICRO-SERIES
APT. 1600692-001

- Многожильный жесткий световод
- Высокая устойчивость к коррозии
- Запатентованная система ирригации
- 2 года гарантии

PM 1:1 С ВНЕШНИМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ

407€

1 x PM 1:1 СТАНДАРТ
APT. 1600052-001

- С внешним распылителем
- Совместим с микромоторами серии Micro-Series
- Без подсветки

ОДНОРАЗОВЫЕ ИРРИГАЦИОННЫЕ ЛИНИИ

83€

10 одноразовых стерильных ирригационных линий
APT. 1500984-010

МИКРОМОТОРЫ BIEN-AIR С УГОЛЬНЫМИ ЩЕТКАМИ

БЕСЩЕТОЧНЫЕ МИКРОМОТОРЫ

Перейдите на новый уровень работы, дооснадив свою пневматическую установку бесщеточным микромотором Bien-Air*

MC3

631 €

1 x MC3 LED APT. 1600680-001



- Светодиодная подсветка
- 60 – 40 000 об/мин
- 2,8 Нсм
- Gold Connect (позолоченный щеткодержатель)
- 1,5 года гарантии

MC3 LK

584 €

1 x MC3 LK APT. 1600077-001



- Галогеновая подсветка
- 60 – 40 000 об/мин
- 2,8 Нсм
- Gold Connect (позолоченный щеткодержатель)
- 1,5 года гарантии

MC3 IR

486 €

1 x MC3 IR APT. 1600071-001



- Без подсветки
- 60 – 40 000 об/мин
- 2,8 Нсм
- Gold Connect (позолоченный щеткодержатель)
- 1,5 года гарантии

MX2

594 €

1 x MX2 LED APT. 1600677-001



- Светодиодная подсветка
- 100 – 40 000 об/мин
- 3,5 Нсм
- Макс. уровень шума 51 дБА
- 3 года гарантии

MCX

521 €

1 x MCX LED APT. 1600751-001



- Светодиодная подсветка
- 100-40,000 об/мин
- 2,5 Нсм
- Макс. уровень шума 51 дБА
- 3 года гарантии

MX-I

710 €

1 x MX-I LED APT. 16000755-001



- Светодиодная подсветка
- 100 – 40 000 об/мин
- 5 Нсм
- Макс. уровень шума 53 дБА
- 3 года гарантии

MC2

584 €

1 x MC2 LED APT. 1600681-001



- Светодиодная подсветка
- 60 – 40 000 об/мин
- 2,3 Нсм
- Gold Connect (позолоченный щеткодержатель)
- 1,5 года гарантии

MC2 ISOLITE

523 €

1 x MC2 ISOLITE APT. 1600078-001



- Галогеновая подсветка
- 60 - 40 000 об/мин
- 2,3 Нсм
- Gold Connect (позолоченный щеткодержатель)
- 1,5 года гарантии

MC2 IR

419 €

1 x MC2 IR APT. 1600073-001



- Без подсветки
- 60 - 40 000 об/мин
- 2,3 Нсм
- Gold Connect (позолоченный щеткодержатель)
- 1,5 года гарантии

НАБОР ОПТИМА MX2 INT PRO С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ

1'709 €

APT. 1700386-001



НАБОР ОПТИМА INT MCX LED С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ

1'159 €

APT. 1700486-001



*Подробности акции уточняйте у официальных дистрибьюторов.

Технология электрического микромотора:
больше возможностей, меньше инвестиций

УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ

AQUACARE®
АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ
ОЧИСТКИ

35 €

1 x AQUACARE
APT. 1600617-001
6 x AQUACARE
APT. 1600617-006 (210€)



Чистящее средство в виде спрея 500 мл, Для инструментов, используемых с физиологическим раствором.

SPRAYNET®
АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ
ОЧИСТКИ

35 €

1 x SPRAYNET
APT. 1600036-001
6 x SPRAYNET
APT. 1600036-006 (210€)



Чистящее средство в виде спрея 500 мл, Для инструментов и приборов.

LUBRIFLUID®
АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ
СМАЗКИ

35 €

1 x LUBRIFLUID
APT. 1600064-001
6 x LUBRIFLUID
APT. 1600064-006 (210€)



Смазочное средство в виде спрея 500 мл, Для турбин, угловых и прямых наконечников, микромоторов MX, Basch и Aquilon.

LUBRIMED
(6 ШТ. В УПАКОВКЕ)

31 €

1 x LUBRIMED APT. 1600037-006



iOPTIMA

2'101 €


1 x iOPTIMA APT. 1700563-001

Состав комплекта:
• 1 x комплект iOptima MX2
• 1 x подставка под консоль
APT. 1700563-001



— Bien-Air MX2 — Марка K
— Bien-Air MCX — Марка N

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ [Нсм]



BIEN-AIR СЕРВИС

Наши официальные дистрибьюторы имеют авторизованные сервисные центры, предлагающие быстрое и надежное обслуживание. Прямой и прозрачный сервис со справедливой ценовой политикой позволит продлить срок службы наконечников и электромоторов марки Bien-Air, на которые Вы полагаетесь во время работы.

Свяжитесь с нашими дистрибьюторами и запланируйте ремонт или замену инструментов уже сегодня. Сделайте выбор в пользу надежного сервиса!



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ В РОССИИ

Амфодент

Санкт-Петербург, Ленинский пр.147/2, 196247, Россия
+7 812 617 28 95, +7 800 511 57 17

СМТ

Санкт-Петербург, Киришская ул, 12, 191028, Россия
+7 812 272 72 51

Корал

Санкт-Петербург, Звенигородская ул., 2/44, 191126, Россия
+7 812 655 50 50, +7 800 500 34 35

Колечко

Москва, пр. Мира, 7, стр.2, 129090, Россия
+7 495 632 96 91, + 7 495 608 77 43

ПВП Контакт

Красноярский край, п. Березовка, Солнечная ул,
1А/3, 662521, Россия
+7 391 270 99 77

Медмаркет Стом

Симферополь, ул. Карла Маркса, 49, 295006, Россия
+7 3652 799 866

Рокада Дент

Казань, Петербургская ул, 26, 420107, Россия
+7 843 202 31 48



Цены включают в себя все издержки по доставке из Швейцарии и таможенному оформлению. Цены в рублях могут быть изменены в зависимости от курса валют.
АРТ. 2500738 / 190324 / 04.2021



www.bienair.com

S W I S S  M A D E

Bien-Air Dental SA

Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6 Швейцария <https://stomshop.pro> Тел. +41 (0)32 344 64 64 Факс +41 (0)32 344 64 91 dental@bienair.com www.bienair.com