




... makes the difference



MIKRO-SKALPELLKLINGEN – BIEGBAR

MICRO SCALPEL BLADES – MALLEABLE

MICRO LAMES DE BISTOURIS – MALLÉABLE

<https://stomshop.pro/>

MIKRO-SKALPELLKLINGEN – BIEGBAR

MICRO SCALPEL BLADES – MALLEABLE

MICRO LAMES DE BISTOURIS – MALLÉABLE



Mikro-Skalpellklingen – biegbar, einweg- | steril

Micro scalpel blades – malleable, disposable | sterile

Micro lames de bistouris – malléable, pour usage unique | stériles



Diese Mikro-Skalpellklingen können ganz einfach mit einem Nadelhalter in die gewünschte Form gebracht werden. Sie ermöglichen ein einfacheres Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie zum Beispiel im mesialen/distalen Bereich sowie in Zahnzwischenräumen und sind daher ideal für minimal invasive Behandlungen.



The micro blades can be brought into shape with a needle holder easily. They enable an easy work in hard to reach areas like mesial or distal region and interdental spaces and they are perfectly for minimal invasive treatments.



Ces micro lames sont à courber facilement en porte-aiguille. Elles facilitent le travail dans les zones difficilement accessible (zones mesiales/distales/inter dentaires) et sont idéales pour traitement peu invasif.

besonders für die Tunneltechnik geeignet
particularly suitable for tunnel technique
particulièrement adapté pour tunnelisation

1145-900



003

45 mm

biegbar
malleable
malléable



1145-910



064

35 mm

biegbar
malleable
malléable



Die Klingen sind aus rostfreiem Edelstahl hergestellt, einzeln steril verpackt und werden in einer Packung mit 10 Klingen verkauft.
All scalpel blades are made of stainless steel, individually sterile packed and are available in packages of 10 pcs.
Les lames illustrées sont en acier inoxydable avec emballage individuel stérile, en boîte de 10 lames.



Nadelhalter an gewünschte Stelle anlegen und Klinge vorsichtig biegen

The blades has to be bent carefully with a needle holder

Lame est à courber en porte-aiguille soigneusement