

Достоверное  
качество

Midway Air

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА



**FEDESA**

**40 лет FEDESA производит стоматологическое оборудование.**

С 1992 года FEDESA поставляет в Россию широкий ассортимент высококачественной продукции по конкурентоспособной цене как результат богатого опыта и достижений в области стоматологии.

Вся продукция превосходит ожидания большинства профессионалов.

Качество продукции подтверждено международными сертификатами.




Столик ассистента

Плевательница

Кресло пациента

Инструментальная панель



Стоматологическая установка

# Midway Air

**Простота и надежность**

В результате многочисленных экспериментов и исследований потребностей стоматологов создана простая, эффективная и недорогая установка.

**Доказанное качество**



Стоматологическая  
установка

# Midway Air

## Дизайн

### Эргономика и функциональность

Установка комфортна для пациента. Имеет широкий ассортимент опций, отвечающих любым требованиям врача.

### Гидроблок


Гидроблок интегрирован с креслом и перемещается вместе с ним. Дизайн позволяет встраивать любую систему слюноотсоса (эжектор, вакуумная система аспирации), коммуникации при этом находятся внутри гидроблока, система легко доступна для обслуживания.

### Инструментальная панель

Базовая комплектация оптимальна для работы, но в зависимости от потребностей врача возможна комплектация электрическим микромотором, фиброоптикой, скалером пьезоэлектрическим, лампой фотополимеризации, системой визуализации. Возможна версия с нижней подачей инструментов. Сенсорная панель контролирует функции кресла, гидроблока.

### Кресло

Бесшовная, гигиеничная, легкоъемная обивка. Форма и размеры кресла максимально комфортны для пациента и для врача.



Модель Midway Air с двумя пневматическими выходами и системой визуализации (дополнительная опция).

Стоматологическая установка


# Midway Air

## Особенности



### Особенности

Специальная форма кресла обеспечивает оптимальные условия для работы в положении «9 часов». Артикуляционный подголовник. Сбалансированные рычаги. Подвижный столик ассистента обеспечивает дополнительные степени свободы. Возможность управления всеми функциями установки с помощью педали предотвращает микробную контаминацию.





801016



801015



801011



801018



801003



801012



801014



801006



801013



801017



801004

Стоматологическая установка

# Midway Air

## Возможности



FEDESA предлагает широкий ассортимент расцветок обивок. Обивки бесшовные, легкомоющиеся, огнеупорные.

### Опции и аксессуары



Установка адаптирована под специфические потребности врача. Возможна комплектация установки дополнительными опциями:

- модуль электромотора;
- лампа фотополимеризации;
- ультразвуковой скалер;
- хирургический аспиратор;
- система визуализации.




### Стоматологическая установка

Указанные параметры, площадь и высота помогут Вам идеально разместить установку в кабинете.




### Кресло

Кресло превосходно адаптируется для каждого пациента и для специфических видов работ.




### Гидроблок

Компактный, поворотный на 45° гидроблок обеспечивает комфортные условия работы ассистента.



### Инструментальная панель

Пантографический рычаг позволяет перемещать панель врача в любую точку операционного пространства.



### Стоматологическая установка

# Midway Air

## Техническая информация

