

CALAMUS[®] DUAL

DOWNPACK & BACKFILL

БЫСТРАЯ И ГЕРМЕТИЧНАЯ ОБТУРАЦИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ



*Экономичная по времени долговечная
трёхмерная obturation корневых каналов*

DENTSPLY
MAILLEFER

www.dentsplymailefer.com



ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Обтурация никогда не была такой лёгкой!

- Клавиши «+» и «-» для простоты управления
- Настройки можно индивидуально адаптировать
- Понятный дисплей и клавиши управления
- Сохранение предпочитаемых настроек в виде 2 программ
- Легко поддаётся очистке и уходу

УДОБСТВО И КОНТРОЛЬ

Аппарат создан для вашего комфорта

- Удобная эксплуатация
- Наконечники отличаются эргономичной конструкцией с большим операционным углом
- Активация при лёгком прикосновении к гибкому силиконовому кольцу
- Устья корневых каналов отчётливо видны благодаря тонким наконечникам
- Оптические и звуковые сигналы совершенствуют рабочий процесс и безопасность использования аппарата
- Прозрачное окно на наконечнике показывает содержание гуттаперчи в картридже

БЫСТРО И НАДЁЖНО

Латеральная или вертикальная обтурация? Лучшие результаты с системой Calamus®

- Вертикальная конденсация является более быстрым методом для достижения долговечной герметичной трёхмерной обтурации корневого канала
- Надёжная обтурация латеральных каналов
- Риск перелома корня сведён к минимуму
- Обтурация гуттаперчей до любого желаемого уровня для последующей постановки стекловолоконного штифта

ПРОЦЕДУРА DOWNPACK

- Плаггеры различных размеров
- Легко активируемые плаггеры
- Плаггеры можно использовать как для конденсации (downpack), так и для подрезания гуттаперчи
- Термическая насадка для определения витальности пульпы зуба

ПРОЦЕДУРА BACKFILL

- Температуру нагрева и скорость инъекции можно задать индивидуально
- Микромотор контролирует точную подачу гуттаперчи
- Быстрая смена картриджей достигается за счёт простого механизма их фиксации и извлечения при минимальной очистке
- Гибкие и длинные теплопроводящие канюли из сплава серебра также подходят для искривлённых каналов
- С помощью одного картриджа можно обтурировать приблизительно 4–6 каналов



КОМПЛЕКТ CALAMUS®

REF A 1300

- 1 аппарат Calamus® Dual
- 1 плаггер малый ISO 40 – конусность .03
- 1 упаковка из 10 картриджей гуттаперчи, размер 20G
- 1 упаковка из 10 картриджей гуттаперчи, размер 23G

• REF A 1110

- Плаггер Calamus® S ISO 40 – конусность .03
- REF A 1120
- Calamus® Plugger M ISO 50 – конусность .05
- REF A 1130
- Calamus® Plugger L ISO 60 – конусность .06

• REF A 1150

- Термическая насадка Calamus® (тест на витальность пульпы)

• REF A 1210

- Картриджи с гуттаперчей, 20G = 0,8 мм (упаковка из 10 шт.)

• REF A 1220

- Картриджи с гуттаперчей, 23G = 0,6 мм (упаковка из 10 шт.)

