

DA-PTC01E

Моноблок с интраоральной камерой

Технические характеристики

Процессор: I5
Внутренний накопитель: 128 GB
Оперативная память: 8G-DDR3
Диагональ монитора: 18,5 дюймов
Разрешение экрана: 1366*768
Тип экрана: сенсорный
Операционная система: Windows 10
Передача Wi-Fi: встроенная
Bluetooth 4.0
Подключение камеры: USB3.0
Специальное программное обеспечение для осмотра пациентов
Совместимость с КТ, рентгеном и т. д.



DA-PTC02

Моноблок с интраоральной камерой

Технические характеристики

Процессор: I3
Внутренний накопитель: 128 GB
Оперативная память: 8G-DDR3
Диагональ монитора: 21,5 дюймов
Разрешение экрана: 1920*1080
Тип экрана: сенсорный
Операционная система: Windows 10
Передача Wi-Fi: встроенная
Bluetooth 4.0
Подключение камеры: USB3.0
Специальное программное обеспечение для осмотра пациентов
Совместимость с КТ, рентгеном и т. д.



DALAUDE



Интраоральная камера

Foshan DADE Medical Technology CO., LTD

DALAUDE
DADE MEDICAL TECHNOLOGY-INTRA ORAL CAMERA

<https://stomshop.pro/>



DA-100

Интраоральная камера



Технические характеристики

Сенсор изображения: CMOS 1/4
Операционная система: встроенная ОС
Диагональ монитора: 17 дюймов
Разрешение экрана: 1280*1024
Режимы показа изображений:
1 изображение / 4 изображения
Система управления: кнопочное /
дистанционное управление
Резервное копирование: автоматическое
резервное копирование на USB-устройство
Вместимость хранилища: максимально 32 Гб
Формат изображения: JPG
Диапазон фокусировки: 5 мм-50 мм
Потребление: 30 Вт
Передача Wi-Fi: встроенная

DA-300

Интраоральная камера



Ультратонкий и мощный

Ультратонкий монитор
толщиной 10 мм и
различные типы портов



Хит
продаж

Технические характеристики

Сенсор изображения: CMOS 1/4
Операционная система: встроенная ОС
Диагональ монитора: 17 дюймов
Разрешение экрана: 1280*1024
Режимы показа изображений: 1 изображение / 4 изображения
Система управления: кнопочное / дистанционное управление
Резервное копирование: автоматическое резервное
копирование на USB-устройство
Вместимость хранилища: максимально 32 Гб
Формат изображения: JPG
Диапазон фокусировки: 5 мм-50 мм
Потребление: 30 Вт
Передача Wi-Fi: встроенная



DA-600

Интраоральная камера

Технические характеристики

Сенсор изображения: CMOS 1/4
Операционная система: встроенная ОС
Диагональ монитора: 19 дюймов
Разрешение экрана: 1440*900
Режимы показа изображений:
1 изображение / 4 изображения
Система управления: кнопочное / дистанционное управление
Резервное копирование: автоматическое резервное
копирование на USB-устройство
Вместимость хранилища: максимально 32 Гб
Формат изображения: JPG
Диапазон фокусировки: 5 мм-50 мм
Потребление: 30 Вт
Передача Wi-Fi: встроенная



Удобная ручка для
перемещения монитора



DA-200

Интраоральная камера

Технические характеристики

Сенсор изображения: CMOS 1/4
Операционная система: встроенная ОС
Диагональ монитора: 17 дюймов
Разрешение экрана: 1280*1024
Режимы показа изображений:
1 изображение / 4 изображения
Система управления: кнопочное /
дистанционное управление
Резервное копирование: автоматическое
резервное копирование на USB-устройство
Вместимость хранилища: максимально 32 Гб
Формат изображения: JPG
Диапазон фокусировки: 5 мм-50 мм
Потребление: 30 Вт
Передача Wi-Fi: встроенная



DALAUDE

• О КОМПАНИИ •

Foshan Dade Medical Technology Co., Ltd. была основана в 2017 году. Занимается в основном производством интраоральных камер и медицинских оптических инструментов.

Компания обладает большим потенциалом в области исследований и разработок, передовыми технологиями производства и признанным на международном уровне качеством продукции.

Качество продукции - это жизнь предприятия, придерживающаяся сочетания ведущих международных технологий и передовых технологий производства Китая.



<https://stomshop.pro/>