



ДентЛайт

БЕСТЕНЕВЫЕ

LED

СВЕТИЛЬНИКИ




ДентЛайт - это

Бестеневые потолочные LED светильники, которые представляют собой эргономичные функциональные светодиодные светильники, они отвечают самым строгим требованиям, предъявляемым стоматологами к рабочему освещению. Спроектированы специально для обеспечения внутренней обстановки клиники, которые способны предоставить максимальное освещение и наилучшую цветопередачу.

Установите бестеневой светильник ДентЛайт и почувствуйте разницу.

Создайте качественное освещение рабочего места.



Бестеневой светильник «ДентЛайт – Люкс»



Обновленная модель «ДентЛайт-Люкс», была доработана и изготовлена нами по новой технологии. Грани корпуса выполнены в обтекаемой форме, что придаёт светильнику более эстетичный вид в интерьере стоматологического кабинета. Особое внимание уделено защите от влаги и пыли, степень защиты светильника значительно повышена и по классу соответствует уровню защиты IP65 (прямого попадания воды, пыли).

Так же модель «ДентЛайт-Люкс» оснащена светодиодными модулями повышенной цветопередачи CRI 95.

Данное освещение станет неотъемлемой частью для хирургии и эстетической стоматологии.



Бестеневой светильник «ДентЛайт – Люкс»

Светильник стоматологический используется в качестве дополнительного освещения рабочего места врача-стоматолога.

Рекомендован для установки в хирургию и ортопедию.

- ❖ Световой поток:
Комплектация светодиодами CRI 95 - 30 000 Лм
(три режима работы, в комплекте пульт ДУ)
- ❖ Потребляемая мощность, **200Вт**
- ❖ Цв. температура, **5000К**
- ❖ Коэффициент пульсации, **< 1%**
- ❖ Индекс цветопередачи, **95 Ra**
- ❖ Степень защиты, **IP65**
- ❖ Габаритные размеры (ШхВхГ),
1070х670х67мм
- ❖ Вес, **15 кг**
- ❖ Срок службы, до **100 000 часов**
- ❖ Гарантия **2 года**




Наименование	Комплектация
Бестеневой светильник «ДентЛайт - Люкс»	монтажный набор, пульт ДУ, инструкция по монтажу, паспорт



Бестеневой светильник «ДентЛайт»

Светильник стоматологический используется в качестве дополнительного освещения рабочего места врача-стоматолога.

- ❖ Световой поток:
Комплектация светодиодами CRI 85 - 30 000 Лм
(три режима работы, в комплекте пульт ДУ)
- ❖ Потребляемая мощность, **200Вт**
- ❖ Цв.температура, **5000К**
- ❖ Коэффициент пульсации, **< 1%**
- ❖ Индекс цветопередачи, **85 Ra**
- ❖ Степень защиты, **IP65**
- ❖ Габаритные размеры (ШхВхГ),
1070х670х67мм
- ❖ Вес, **15 кг**
- ❖ Срок службы, до **100 000 часов**
- ❖ Гарантия **2 года**



Наименование	Комплектация
Бестеневой светильник «ДентЛайт»	монтажный набор, пульт ДУ, инструкция по монтажу, паспорт

Бестеневой светильник «ДентЛайт - Слим»

Светильник стоматологический используется в качестве дополнительного освещения рабочего места врача-стоматолога.

- ❖ Световой поток:
Комплектация светодиодами CRI 90 - 22 000 Лм
(один режим работы, в комплекте пульт ДУ)
- ❖ Потребляемая мощность, **160 Вт**
- ❖ Цв.температура, **5000К**
- ❖ Коэффициент пульсации, **< 1%**
- ❖ Индекс цветопередачи, **90 Ra**
- ❖ Степень защиты, **IP40**
- ❖ Габаритные размеры (ШхВхТ),
1000х600х20мм
- ❖ Вес, **10 кг**
- ❖ Срок службы, до **100 000 часов**
- ❖ Гарантия **2 года**



Наименование	Комплектация
Бестеневой светильник «ДентЛайт-Слим»	монтажный набор, пульт ДУ, инструкция по монтажу, паспорт



Бестеневой светильник «ДентЛайт – Комфорт»

Светильник стоматологический используется в качестве дополнительного освещения рабочего места врача-стоматолога, а также находит свое применение в зуботехнических лабораториях.

- ❖ Световой поток, **22000Лм**
- ❖ Потребляемая мощность, **160Вт**
- ❖ Цв.температура, **5000К**
- ❖ Коэффициент пульсации, **< 1%**
- ❖ Индекс цветопередачи, **85Ra**
- ❖ Количество светодиодов, **320 шт.**
- ❖ Степень защиты, **IP40**
- ❖ Габаритные размеры (ДхШхВ), **1000х600х55мм**
- ❖ Вес, **12 кг**
- ❖ Доп.опция: пульт ДУ (+1000 рублей, 2 режима работы)
- ❖ Гарантия **2 года**




Наименование	Комплектация
Бестеневой светильник «Комфорт»	монтажный набор, инструкция по монтажу, паспорт
Бестеневой светильник «Комфорт с ДУ»	монтажный набор, инструкция по монтажу, паспорт, пульт ДУ



Бестеневой светильник «ДентЛайт – Эко»

Светильник стоматологический используется в качестве дополнительного освещения рабочего места врача-стоматолога, а также находит свое применение в зуботехнических лабораториях.

- ❖ Световой поток, до **16 000Лм**
- ❖ Потребляемая мощность, **120Вт**
- ❖ Цв.температура, **5000К**
- ❖ Коэффициент пульсации, **< 1%**
- ❖ Индекс цветопередачи, **85Ra**
- ❖ Степень защиты, **IP40**
- ❖ Габаритные размеры (ШxВxТ),
1000x600x55мм
- ❖ Вес, **12 кг**
- ❖ Срок службы, до **100 000 часов**
- ❖ Гарантия **2 года**



Наименование	Комплектация
Бестеневой светильник «ДентЛайт - Эко»	монтажный набор, инструкция по монтажу, паспорт



Светильник «Эко-Лайт»

Светильник используется в качестве освещения рабочего места в зуботехнических лабораториях.

- ❖ Световой поток:
Комплектация светодиодами CRI 95 - 10 000 Лм
- ❖ Потребляемая мощность, **80Вт**
- ❖ Цв.температура, **5000К**
- ❖ Коэффициент пульсации, **< 1%**
- ❖ Индекс цветопередачи, **85Ra**
либо 95 Ra
- ❖ Степень защиты, **IP40**
- ❖ Габаритные размеры (ДхШхВ),
1000х350х40мм
- ❖ Вес, **8 кг**
- ❖ Срок службы, **до 100 000 часов**
- ❖ Гарантия **2 года**



Наименование	Комплектация
Светильник стоматологический «Эко-Лайт»	монтажный набор, инструкция по монтажу, паспорт.



Светильник для чистых помещений ip 54

Светильник для чистых помещений с высоким классом защиты, от влаги и пыли IP54

Предназначены для стерильных помещений.

- ❖ Световой поток, **5 000Лм**
- ❖ Потребляемая мощность, **45 Вт**
- ❖ Цв.температура, **5000К**
- ❖ Коэффициент пульсации, **< 1%**
- ❖ Индекс цветопередачи, **85Ra**
либо **95 Ra**
- ❖ Степень защиты, **IP54**
- ❖ Габаритные размеры (ДхШхВ),
595x595x40мм
- ❖ Срок службы, до **100 000 часов**
- ❖ Гарантия, **2 года**



Наименование	Комплектация
Светильник для чистых помещений ip 54	паспорт.



Наши контакты

Бесплатный номер по РФ

8-800-551-75-45

E-mail : zakaz@dent-light.ru

Россия, г. Ульяновск