

РУКОВОДСТВО ПО ПОРОШКАМ AIRFLOW®

РЕКОМЕНДОВАНО



ДРУГИЕ ПОРОШКИ EMS

Наименование	PLUS	CLASSIC COMFORT	CLASSIC	SOFT	PERIO	
Код	DV-082	DV-048	DV-048/LEM/65	DV-071	DV-070	
Аромат	НЕЙТРАЛЬНЫЙ	ЛИМОН/ЛЕМ МЯТА/MIN ВИШНЯ/СНЕ НЕЙТРАЛЬНЫЙ/ NEU	ЛИМОН	НЕЙТРАЛЬНЫЙ	НЕЙТРАЛЬНЫЙ	
Состав	ЭРИТРИТОЛ	БИКАРБОНАТ НАТРИЯ	БИКАРБОНАТ НАТРИЯ	ГЛИЦИН	ГЛИЦИН	
Размер частицы	-14 МКМ	-40 МКМ	-65 МКМ	-65 МКМ	-25 МКМ	
pH	-7	-8.1	-8.1	-6	-6	
Зуб	Пигментированный налёт и слабоминерализованные зубные отложения	✓	✓	✓	✗	
	Эмаль	✓	✓	✓	✓	
	Пятна эмали	✓	✗	✗	✗	✓
	Ямки и фиссуры	✓	✗	✗	✗	✗
Мягкие ткани	Дентин	✓	✗	✗	✓	
	Десны	✓	✗	✗	✗	✓
	Язык и нёбо	✓	✗	✗	✗	✓
Пломба	Гибридный композит	✓	✗	✗	✓	✓
	Стеклоиономер	✓	✗	✗	✗	✓
Имплантат	...и ткани пери-имплантатов	✓	✗	✗	✗	✓
Ортодонтические конструкции	Брекеты и скобки	✓	✗	✗	✗	✓
	✓	✓	✓	✓	✗	
	✓	✗	✗	✗	✓	
	✓	✗	✗	✗	✓	

РЕКОМЕНДОВАНО



ДРУГИЕ ПОРОШКИ EMS

Наименование	PLUS	CLASSIC COMFORT	CLASSIC 65 МКМ	SOFT	PERIO
Код	DV-082	DV-048/LEM	DV-048/LEM/65	DV-071	DV-070
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✗	✗	✗	✓
	✗	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✗	✗	✗	✓

► На основании 35 лет исследований, клинических испытаний, научных исследований и сотен миллионов вылеченных пациентов EMS рекомендует следующие 2 порошка для большинства клинических случаев.