

Стоматологическое зеркало с подсветкой

ЛюмиЭст



www.geosoft.ru

129626, Москва,
3-я Мытищинская ул., д.16, стр.14,
Тел./Факс: (495) 663 22 11
E-mail: mail@geosoft.ru

DENT
GEO*SOFT*

Стоматологическое зеркало с подсветкой

«ЛЮМИЭСТ»

LumiEST

Отличительные особенности и преимущества:

- 1 - Яркий, сфокусированный свет**
Направленный источник света обеспечивает высокий уровень освещенности полости рта.
- 2 - Многофункциональный**
«ЛюмиЭст» может поставляться как с БЕЛЫМ светодиодом, так и с ОРАНЖЕВЫМ. При работе с оранжевым светодиодом «ЛюмиЭст» выполняет функцию лампы для трансиллюминации и может быть использован для диагностики начальных кариозных изменений, скрытых кариозных полостей или дефектов, трещин эмали, контроля качества реставрации и адаптации композитных материалов к твердым тканям зуба.
- 3 - Многоцелевой**
Помимо зеркала можно использовать любые ручные стоматологические инструменты, имеющие стандартное резьбовое крепление диаметром 3 мм (плаггеры, скаллеры и т.п.).
- 4 - Стерилизуемая головка**
Осветительная головка «ЛюмиЭст» может быть помещена в автоклав. Не нужно отсоединять ни зеркало, ни другой инструмент. Осветительная головка выдерживает до 60-90 циклов стерилизации.
- 5 - Регулируемый угол и расстояние от зеркала до источника света**
- 6 - Большой срок службы светодиода и батареи питания.** Легко заменяемая батарея стандарта AAA
- 7 - Эргономичный и портативный**
- 8 - Простой в использовании**
- 9 - Привлекательная цена.**
«ЛюмиЭст» дешевле своих аналогов!
Осветительные головки легко заменяются, нет дорогих запасных частей





Основные характеристики:

- Источник питания: батарейка типа AAA (1,5В);
- Источник света: БЕЛЫЙ или ОРАНЖЕВЫЙ LED;
- Потребляемая мощность: 1,5 Вт
- Габаритные размеры: длина 150 мм (без зеркала), диаметр - 20 мм;
- Вес: 38 г (с батарейкой, без зеркала)

Комплектация:

- Осветительная головка (1 или 2 шт)
- Батарейный отсек
- Крышка батарейного отсека
- Вкладыш с инструкцией по эксплуатации

Дополнительные компоненты, необходимые для работы (в комплект не входят):

- Батарея питания типа AAA (1,5 В)
- Стоматологическое зеркало





Ваш региональный дилер



www.geosoft.ru

129626, Москва,
3-я Мытищинская ул., д.16, стр.14,
Тел./Факс: (495) 663 22 11
E-mail: mail@geosoft.ru

