



BOX ASPIRAZIONE

- Due aspiratori separati che permettono le seguenti combinazioni:
- Un'aspirazione a portata fissa e l'altra variabile. (BA.86.F/V)
 - Due aspirazioni a portata variabile. (BA.86.2V)
- Due luci alogene orientabili da 35 W
 - Due filtri in carta di facile sostituzione.

Alimentazione	230 V / 50 Hz
Potenza	180 / 370 W
Velocità motore	2.800 / 4.600 G/min
Corrente assorbita	2,16 A
Filtrazione	due filtri in carta, porosità 0,15
Illuminazione	due lampade dicroiche 35W.
Peso	60 kg
Dimensioni	76x49x49h cm



SUCTION BOX

- Two independent exhausters enabling the following combinations:
- one exhauster of fixed air delivery and one of variable air delivery (BA.86.F/V)
 - two exhausters of variable air delivery (BA.86.2V)
- Two movable dicroic lamps, 35 W.
 - Two paper filters of easy replacement.

Supply	230 V / 50 Hz
Power	180 / 370 W
Motor speed	2,800/ 4,600 Rpm
Absorbed current	2.16 A
Filtration	two paper filter porosity 0.15
Lighting	two dicroic lamp 35 W, low voltage
Weight	60 kg
Dimensions	76x49x49h cm



POLIGRIND BOX ASPIRANT

- Deux aspirateurs indépendants qui permettent les suivantes combinaisons:
- Une aspiration à débit d'air fixe et l'autre à débit d'air variable. (BA.86.F/V)
 - Deux aspirations à débit d'air variable. (BA.86.2V)
- Deux lampes dichroïques, 35W.
 - Deux filtres en papier à remplacement rapide.

Alimentation	230 V / 50 Hz
Puissance	170 / 370 W
Vitesse moteur	2.800 / 4.600 T/m
Courant absorbé	2,16 A
Filtration	deux filtres en papier porosité 0,15
Éclairage	deux lampes dichroïques 35W basse tension
Poids	60 kg
Dimensions	76x49x49h cm



POLIERBOX

- Zwei getrennte Absaugungen mit folgenden Kombinationen:
- Eine ständige und eine variable Absaugung (BA.86.F/V)
 - Zwei variable Absaugungen (BA.86.2V)
- Zwei Halogenlampen, 35 W.
 - Zwei leicht zu ersetzende Papierfilter.

Spannung	230 V / 50 Hz
Leistung	170 / 370 W
Motorumdrehungen	2.800 / 4.600 U/min
Strombedarf	2,16 A
Filter	2 Papierfilter, Porosität 0,15
Beleuchtung	2 Halogenleuchten, 35 W Niederspannung
Gewicht	60 kg
Abmessungen	76x49x49h cm



BOX ASPIRADOR

- Dos aspiradores separados que permiten las siguiente combinaciones:
- Un aspiración a cabida fija y una cabida variable (BA.86.F/V)
 - Dos aspiraciones a cabida variable (BA.86.2V)
- Dos dicroic lámpara de 35W.
 - Dos filtros en papel de fácil substitución.

Alimentación	230 V / 50 Hz
Potencia	170 / 370 W
Velocidad motor	2.800 / 4.600 Rpm
Absorción	2,16 A
Filtro	dos filtros en papel, porosidad 0,15
Illuminación	dos dicroic lámpara de 35 W, de bajo voltaje
Peso	60 Kg
Madidas	76x49x49h cm