





# – best vision.

фокус – эргономичность – интеграция

Инновационная специальная аппаратура  
имеет большое значение.



МАСШТАБируемость. Фантастическая ЭРГОномичность. Доброкачественность.



# opt-on / spot-on™

## Четкость изображения от края до края.

Лупа с наибольшей глубиной резкости, резкостью по краям и наивысшим комфортом при ношении.

Увеличение изображения операционного поля и освещенность являются предпосылками для точной диагностики и малоинвазивного лечения при различных показаниях. При помощи бинокулярной лупы достигается максимальная глубина резкости, резкость по краям, а также наивысший комфорт при ношении. Благодаря несферическим линзам и незначительному весу «opt-on» получает наивысшую оценку.

По сравнению с «обычными» бинокулярными лупами, надев «opt-on» вы почувствуете, что с оптическим увеличением можете работать уверенно и без напряжения.



>> opt-on TTL (сквозь линзу). Каждая лупа «opt-on TTL» произведена с учетом индивидуального расстояния между центрами зрачков и не требует постоянной подгонки. «opt-on TTL» объединяет в себе максимальный комфорт при ношении и наибольшее поле зрения с учетом специфического расстояния между центрами зрачков.



>> Бинокулярная лупа «opt-on Flip-up» идеальна при использовании несколькими пользователями. «opt-on Flip-up» предлагает максимальную степень свободы для регулировки отдельных окуляров. Если вам нужно свободное поле зрения вы можете просто откинуть окуляр наверх.

Рабочее расстояние	300 mm [12 дюйма]	350 mm [14 дюйма]	400 mm [16 дюйма]	450 mm [18 дюйма]
<b>Поле зрения 2.7x</b>	75 mm [3 дюйма]	87,5 mm [3.5 дюйма]	100 mm [3.9 дюйма]	112,5 mm [4.4 дюйма]

## >> Максимальный комфорт и функциональность

### >> ДВИГАЙТЕ ЛУПУ, А НЕ ШЕЮ.

с помощью регулируемых дужек всегда можно выбрать идеальный угол зрения.




### >> ЛЕГКАЯ, КАК ПЕРЫШКО 32 Г (TTL) И 48 Г (FLIP-UP).

чтобы вы почти не ощущали вес лупы.



### >> СВОБОДНАЯ ВИДИМОСТЬ ПАЦИЕНТА И АССИСТЕНТА.

вы можете просто смотреть сквозь плоские линзы.



### >> ТОЧНОЕ, ПРЕДПОЧИТАЕМОЕ ВАМИ РАБОЧЕЕ РАССТОЯНИЕ.

с помощью сменных «Varioclips» вы можете установить рабочее расстояние от 300 до 500 мм. «Varioclip» является антибликовым и защищает окуляр.



### >> ДЛЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НОСЯТ ОЧКИ.

простые в установке, с помощью «щелчка», благодаря коррекционному адаптеру, специфической силы +/-3 диоптрии.



**Новинка!**

## spot-on<sup>light</sup>

Незначительный вес.

Наивысший комфорт при ношении и легкость при минимальном весе всего 6 грамм. Высокое качество света до 40 000 люкс с трехступенчатой регулировкой. Адаптируется ко всем распространенным системам бинокулярных луп.



## spot-on<sup>sun</sup>

Наилучшая фокусировка световых лучей.

Благодаря точной оптике мини-прожектор дает сверхровное освещение. Качество дневного освещения плавно регулируется до 50 000 люкс при наилучшей фокусировке световых лучей. Адаптируется ко всем распространенным системам бинокулярных луп.

