

tropicalgin



RIDE THE COLOURS !



Clinical
Chromatic Alginate

Zhermack®
CLINICAL



tropicalgin

Следуй за цветом!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ZHERMACK представляет **хроматический беспыльный** альгинат с **быстрым схватыванием**, который характеризуется:

- 3-мя выраженными цветовыми фазами обработки

- красная фаза:
время смешивания



45" max

- оранжевая фаза:
время обработки



1'35"

С начала смешивания

- желтая фаза:
введение в полость рта



2'35"

Время обработки

- малым временем обработки и схватывания
- тиксотропией
- жесткостью после схватывания
- превосходным упругим восстановлением
- надежностью результатов



ПРИМЕНЕНИЕ

TROPICALGIN рекомендуется для следующих клинических случаев:

- съемные протезы
- диагностические модели
- антагонисты в несъемном и съемном протезе
- временные коронки и мосты

tropicalgin



ТРОПИЧЕСКИЙ АРОМАТ

Аромат **манго** делает **приятным** для пациента момент снятия оттиска.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время смешивания	45" max
Время обработки*	1' 35"
Время пребывания в полости рта	1'
Время схватывания	2' 35"
Упругое восстановление	99%
Остаточная деформация	11,5%
Сопротивление сжатию	1,4 МПа

*С начала смешивания



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ



Резиновая чашка для замешивания, мерники и шпатели



Набор оттисковых ложек **Hi-Tray** и мощное средство **Algitrax**

Zhermack
CLINICAL



Тип упаковки

C302240 TROPICALGIN	1 пакет 453 г
C302242 TROPICALGIN INTRO KIT	2 пакета по 453 г + набор мерников + контейнер
C302245 TROPICALGIN	Один пакет с одной дозой 21 г
C302070 HYDROGUM 5	1 пакет 453 г
C302071 HYDROGUM 5 INTRO KIT	2 пакета по 453 г + набор мерников + контейнер
C302075 HYDROGUM 5	Один пакет с одной дозой 21 г
C302025 HYDROGUM	1 пакет 500 г
C302041 HYDROGUM INTRO KIT	2 пакета по 500 г + набор мерников + контейнер
C302051 HYDROGUM	Один пакет с одной дозой 18 г
C302060 HYDROGUM SOFT	1 пакет 453 г
C302044 HYDROGUM SOFT	Один пакет с одной дозой 18 г
C302205 NEOCOLLOID	1 пакет 500 г
C302221 NEOCOLLOID INTRO KIT	2 пакета по 500 г + набор мерников + контейнер
C302230 NEOCOLLOID	Один пакет с одной дозой 18 г
C302145 ORTHOPRINT	1 пакет 500 г
C302161 ORTHOPRINT INTRO KIT	2 пакета по 500 г + набор мерников + контейнер
C302171 ORTHOPRINT	Один пакет с одной дозой 18 г
C302086 PHASE PLUS	1 пакет 453 г
C302111 PHASE PLUS	Один пакет с одной дозой 18 г

Оборудование

C303230	ALGHAMIX II Автоматический смеситель для альгинатов (230 В)
---------	---

Аксессуары

C300990	ШПАТЕЛИ ДЛЯ АЛЬГИНАТОВ упак. 6 шпателей
C300992	РЕЗИНОВАЯ ЧАШКА ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ
C300960	LONG LIFE BAG Упаковка 100 герметичных пакетов
C400431	ALGITRAY LIQUID Раствор для удаления альгината с оттисковой ложки. Флакон 2 л
C400430	ALGITRAY POWDER Банка 1 кг + мерники
C300900	1 комплект мерников для Hydrogum 5 (1 воды + 1 порошка)
C300910	1 комплект мерников для альгинатов (1 воды + 1 порошка)

Аксессуары для оборудования

XR0250600	Чашка 350 куб.см для альгината, голубая
XR0250601	Чашка 350 куб.см для альгината, оранжевая
XR0250602	Чашка 350 куб.см для альгината, синяя
XR0250603	Чашка 350 куб.см для альгината, зеленая
XR0250604	Чашка 350 куб.см для альгината, белая
XR0250606	Чашка 350 куб.см для альгината, серая
XR0250650	Чашка 600 куб.см для гипсов, серая
C303030	Смесительный блокнот на 20 листов для Alghamix II
XR0250670	Диск для замешивания силиконов для Alghamix II + 3 смес. блокнота
C207200	Шпатель для силиконов

BRANCHES

GERMANY
 Zhermack GmbH
 Deutschland
 Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
 Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0
 Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
 info@zhermack.de
 www.zhermack.com

POLAND
 Zhermapol Sp. z o.o.
 ul. Augustówka 14
 02 - 981 Warszawa - Polska
 Tel. +48 - 22 858 73 11
 +48 - 22 858 73 41
 Fax +48 - 22 642 07 14
 biuro@zhermapol.pl
 www.zhermack.pl

USA
 Zhermack Inc.
 P.O. Box 4195, River Edge
 New Jersey 07661-4195
 Tel. +1 (877) 819-6206
 +1 (732) 389 8540
 Fax +1 (732) 389 8543
 info@zhermackusa.com
 www.zhermackusa.com

COUNTRY CONTACTS

UK AND IRELAND
 +44 - (0) 7870 690811
 uk@zhermack.com

SPAIN
 Tel. 900 99 39 52
 info.spain@zhermack.com

FRANCE
 Tel. 0800 - 915083
 info.france@zhermack.com

RUSSIA
 Tel. +7 916 930 1191
 info.russia@zhermack.com

MEXICO AND CENTRAL AMERICA
 Tel. +52 - 1 - 55 - 91980497
 info.mexico@zhermack.com

SOUTH AMERICA
 Tel. +57 - 310 - 2601777
 info.colombia@zhermack.com

Zhermack SpA

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
 Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com