

 UNIVET



БИНОКУЛЯРЫ

Увеличительные системы

<https://stomshop.pro>





ОПТИКА

СЕРДЦЕ БИНОКУЛЯРОВ

Оптические элементы являются основой всех бинокularных систем и залогом их правильного функционирования. Наш научно-исследовательский отдел за годы своей деятельности разработал легкие бинокляры, обеспечивающие четкую картинку, что стало отличительной чертой продукции Univet.

made in Italy




UNI
OPTICAL


Оптика HD

PRO

<https://stomshop.pro>



2.0 X
Galilean PRO HD



2.5 X
Galilean PRO HD



3.0 X
Galilean PRO HD




3.5 X
Galilean PRO HD

СИСТЕМА Галилея



Новые бинокляры системы Галилея PRO HD обеспечивают высокое оптическое качество, широкое поле зрения и лучшую глубину фокуса при минимальной массе. Такие бинокляры характеризуются наиболее быстрым привыканием и максимальной универсальностью. Данные бинокляры оптимальны для стоматологов, гигиенистов, врачей других специальностей, ветеринаров или профессионалов в других областях человеческой деятельности.



Made in Italy

UNIVET

Оптика ULTRA HD

XS

<https://stomshop.pro>



3.5 X

Prismatic XS ULTRA-HD



4.0 X

Prismatic XS ULTRA-HD



5.0 X

Prismatic XS ULTRA-HD



Призматическая СИСТЕМА

Призматические бинокляры XS ULTRA-HD разработаны для получения как можно большего увеличения высокой четкости. Такие бинокляры позволяют специалисту перейти на следующий уровень в своей профессии. Это идеальное решение для стоматологов и хирургов в других областях медицины, когда необходимо большое увеличение.

<https://stomshop.pro>

Look Emerald



РАЗМЕР ОПРАВЫ

53 □ 17
Универсальный

ЦВЕТ

Возможные цветовые комбинации
оправы и оптики

Увеличение		
	Galilean	Prismatic
2.0 X	•	
2.5 X	•	
3.0 X	•	
3.5 X	•	
4.0 X		
5.0 X		



АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Боковая защита
Затылочный фиксатор

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Гравировка на внутренней части дужки

Cool Ruby



РАЗМЕР ОПРАВЫ

56 □ 16
Универсальный

ЦВЕТ

Возможные цветовые комбинации
оправы и оптики

Увеличение		
	Galilean	Prismatic
2.0 X	•	
2.5 X	•	
3.0 X	•	
3.5 X	•	
4.0 X		
5.0 X		

Emerald



АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Боковая защита
Затылочный фиксатор

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Гравировка на внутренней части дужки

ITA

Black Edition



РАЗМЕР ОПРАВЫ

54 □ 17
Универсальный

ЦВЕТ

Возможные цветовые комбинации
оправы и оптики

Увеличение	▼	☐
	Galilean	Prismatic
2.0 X	•	
2.5 X	•	
3.0 X	•	
3.5 X	•	•
4.0 X		•
5.0 X		•

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Боковая защита
Затылочный фиксатор

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Гравировка на внутренней части дужки



ONE

Black Edition




РАЗМЕР ОПРАВЫ

55 □ 15 52 □ 15
Универсальный

ЦВЕТ

Возможные цветовые комбинации
оправы и оптики

Увеличение		
	Galilean	Prismatic
2.0 X	•	
2.5 X	•	
3.0 X	•	
3.5 X	•	•
4.0 X		•
5.0 X		•



АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Боковая защита
Затылочный фиксатор

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Гравировка на внутренней части дужки

ASH

Grey Carbon



РАЗМЕР ОПРАВЫ

55 □ 17 53 □ 15
Универсальный

ЦВЕТ

Возможные цветовые комбинации
оправы и оптики

Увеличение		
	Galilean	Prismatic
2.0 X	•	
2.5 X	•	
3.0 X	•	
3.5 X	•	•
4.0 X		•
5.0 X		•



АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Боковая защита
Затылочный фиксатор

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Гравировка на внешней части дужки

TECHNE

Black Edition



РАЗМЕР ОПРАВЫ

66 □ 15
Европейская/азиатская

Увеличение	▼	
	Galilean	Prismatic
2.0 X	•	
2.5 X	•	
3.0 X	•	
3.5 X	•	•
4.0 X		•
5.0 X		•

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Затылочный фиксатор

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Гравировка в верхнем углу несущей линзы

ЦВЕТ

Возможные цветовые комбинации
оправы и оптики



TECHNE RX

Prescription Lens Edition



РАЗМЕР ОПРАВЫ

54 □ 22
Европейская/азиатская

Увеличение	▼	▮
	Galilean	Prismatic
2.0 X	•	
2.5 X	•	
3.0 X	•	
3.5 X	•	•
4.0 X		•
5.0 X		•

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Затылочный фиксатор


ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Гравировка в верхнем углу несущей линзы

ЦВЕТ

Возможные цветовые комбинации
оправы и оптики





АКСЕССУАРЫ

Включены в комплект

HEADGEAR



РАЗМЕР ШЛЕМА

Регулируемый

ЦВЕТ

Детали

Увеличение	 Galilean	 Prismatic
2.0 X		
2.5 X		
3.0 X		
3.5 X		•
4.5 X*		•
6.0 X*		•

*Увеличение доступно только для FLIP-UP систем

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Магнитный адаптер
для системы освещения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка по высоте, углу наклона и межзрачковому расстоянию
Сменные налобные прокладки
Возможность использования вместе с рецептурными очками



AIR X



РАЗМЕР ОПРАВЫ

66 □ 15

ЦВЕТ

Детали

Увеличение		
	Galilean	Prismatic
2.0 X		
2.5 X	•	
3.0 X		
3.5 X		•
4.5 X*		•
6.0 X*		•

*Увеличение доступно только для FLIP-UP систем




АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

- Затылочный фиксатор
- Магнитный адаптер
- Сменная защитная линза

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Регулировка по высоте, углу наклона и межзрачковому расстоянию
- Сменная налобная прокладка
- Возможность использования вместе с рецептурными очками

<https://stomshop.pro>



Системы освещения

EOS

EOS
Wireless



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура света: 5700 К
Интенсивность освещения: 38 000 люкс
Вес светодиода: 36 г
140 минут непрерывной работы на полной мощности

ФОРМА СВЕТОВОГО ПЯТНА



Рабочее расстояние (см)	Размер поля (см)	Люкс
35	7,5	38 000

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Два аккумулятора
Зарядное устройство
Магнитная клипса
Оранжевый фильтр UV 525 nm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Индивидуальный магнитный адаптер
(совместим только с биноклями Univet)

ЭЛЕМЕНТЫ



EOS

HP lite



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура света: 5700 К
Интенсивность освещения: 45 000 люкс
Вес светодиода: 28 г
8 часов непрерывной работы на полной мощности

ФОРМА СВЕТОВОГО ПЯТНА



Рабочее расстояние (см)	Размер поля (см)	Люкс
35	8,3	45 000


АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Зарядное устройство
Магнитная клипса
Оранжевый фильтр UV 525 nm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Индивидуальный магнитный адаптер
(совместим только с биноклями Univet)

ЭЛЕМЕНТЫ



EOS 2.0



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура света: 5500 К
Интенсивность освещения: 35 000 люкс
Вес светодиода: 11 г
8 часов непрерывной работы на полной мощности

ФОРМА СВЕТОВОГО ПЯТНА



Рабочее расстояние (см)	Размер поля (см)	Люкс
35	10,5	35 000


АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Зарядное устройство
Магнитная клипса
Оранжевый фильтр UV 525 nm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Индивидуальный магнитный адаптер
(совместим только с биноклями Univet)

ЭЛЕМЕНТЫ



Форма
светового
пятна

Спецификация



СИСТЕМА Галилея Flip-UP

Увеличение	Рабочее расстояние, мм	Поле зрения, мм	Глубина фокуса, мм
2,5 X	300	54	52
	350	62	72
	400	75	93
	450	81	111
	500	89	132

Призматическая СИСТЕМА Flip-UP

Увеличение	Рабочее расстояние, мм	Поле зрения, мм	Глубина фокуса, мм
3,5 X	300	58	36
	350	72	55
	400	78	78
	450	91	84
	500	104	102
4,5 X	300	44	25
	350	57	32
	400	61	43
	450	72	59
6,0 X	300	36	20
	350	47	27
	400	52	38

СИСТЕМА Галилея ТТЛ

Увеличение	Рабочее расстояние, мм	Поле зрения, мм	Глубина фокуса, мм
2,0 X	300	105	138
	350	120	169
	400	135	195
	450	150	220
	500	165	241
2,5 X	300	90	78
	350	104	105
	400	122	135
	450	135	160
	500	148	200
3,0 X	300	59	52
	350	68	73
	400	82	90
	450	89	110
	500	98	131
3,5 X	300	45	42
	350	50	57
	400	55	73
	450	62	88
	500	68	105

Призматическая СИСТЕМА ТТЛ

Увеличение	Рабочее расстояние, мм	Поле зрения, мм	Глубина фокуса, мм
3,5 X	300	60	45
	350	73	65
	400	86	90
	450	95	98
	500	110	125
4,0 X	300	58	40
	350	71	60
	400	80	85
	450	90	95
	500	105	115
5,0 X	300	45	27
	350	59	40
	400	65	50
	450	75	67
	500	85	85